

ул. Камен Мост Визбегово, Скопје
Скопје – Македонија

Phone: + 389 2 2 2602 622
Fax: + 389 2 602 722
E-mail: contact@hemol.mk



HEMOL-C-30

HEMOL-C-30 е кисело средство на база ортофосфорна киселина H_3PO_4 и површинско активна материја (ПАС) содиумлаурилетерсулфат $[CH_3(CH_2)_{11}(OCH_2CH_2)_nOSO_3Na]$ под трговско име Алколет L-70.

HEMOL-C-30 е јако пенливо средство, се употребува за одстранување на бигор од метални и керамички површини.

Се употребува како 2-3% раствор со $pH=2.5$ со специфична тежина 1.13gr/ml

Производот е еколошки не предизвикува загадување на околината, не е токсичен и не е запалив.

Лесно се испира (само со вода).

Начин на употреба: се припрема 2-3% раствор се нанесува на површината која треба да се исчисти и се остава 5-10 минути да делува а после тоа се испира со вода.

Складирање: се чува во стандардни магацински услови без никаков посебен третман.

Се пакува по потреба од 10 и 20 кг. пластична амбалажа.

Хемикалиите ги набавуваме преку фирмата Омнихем од Скопје

Раководител
дипл.инж. техн **Ангел Вангеловски**